



塑胶管容器DentalImplantPack

牙科种植体的初级包装

材料

- 管体：PETG
- 封口：聚乙烯（PE）/TPE
- 种植体支架：聚乙烯（PE）
- 盖子：PETG

产品规格

- 管体和盖子：透明PETG材料
- 封口：天然PE/TPE材料
- 种植体支架：天然PE
- 生产环境：洁净室生产

操作

打开透明保护管后，将种植体支架上的盖子旋转90度，即可直接接触种植体。种植体支架必须朝上，以防止种植体掉出。在移除种植体之后，封口螺钉可以被解锁，并且也可以通过将盖子旋转180度来移除。

DentalImplantPack的产品特性

- 牙科种植体的高品质独立包装，分为带和不带种植体支架两种
 - 提供安全保护，防止运输和储存过程中的损坏和污染
 - 适用于直径达6.5毫米和长度达22毫米的牙科种植体
 - 包装高度透明，包装内的种植体清晰可见
 - 安全可靠：无论种植体是否带有支架，钛金属插片或柔性夹紧装置都可对种植体起到保护作用 - 同时又能可靠防止种植体与塑料壳体接触
 - 一种包装概念——通过灵活调整单个包装组件来使其适应不同的种植体尺寸
 - 使用移除工具进行无接触和安全移除
 - 易于操作，适合手术过程——便于牙医在手术过程中快速移除植入物
 - 封口内集成有防滚动保护装置，提高了在无菌手术环境中使用时的安全性
 - 额外使用Tyvek®泡罩或灭菌袋将有助于构建无菌屏障系统
- 制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

产品型号: DentalImplantPack

生产环境

 Cleanroom production  Industrial standard / Cleanroom production upon request

品名	植入物Ø 最大长度	植入物最大长度	适用的植入物	覆盖螺丝	包装单位	生产环境
DIP 16/1	6.5mm	22mm	不带携带体	通用 (可调整)	1000	
DIP 16/2	6.5mm	18mm	带携带体	通用 (可调整)	1000	