



保护套Tipcover

为脆弱的尖端和边缘部位提供最佳保护

材料

→ TPE

产品规格

→ 天然TPE材料

→ 生产环境: 洁净室生产



TipCover的产品特性

- 保护手术器械尖端和边缘部位的理想选择
- 用于无菌和非无菌应用
- 安全加载和移除
- 增强尖端保护
- 为您的产品提供保护，确保产品安全
- 操作简单便捷
- 安全运输
- 独特设计灵活地适应产品
- 6种规格可选，可用于各种直径范围

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

产品型号: TipCover

生产环境

 Cleanroom production  Industrial standard / Cleanroom production upon request

品名	外宽	外高	外深	适合的尺寸	包装单位	生产环境
TCV0 0.5x28/1	10mm	28mm	5mm	0.5 - 2.5mm	1000	
TCV1 2.5x28/1	9.3mm	28.3mm	4.8mm	2.5 - 4.0mm	1000	
TCV2 4x28/1	12.5mm	28.4mm	7.5mm	4.0 - 7.0mm	1000	
TCV3 7x28/1	17mm	28.5mm	12mm	7.0 - 10.5mm	1000	
TCV4 10.5x28/1	23.3mm	28.7mm	16mm	10.5 - 14.5mm	500	
TCV5 14.5x36/1	29.6mm	35.8mm	22mm	14.5 - 18.0mm	250	